

# Muestra de orina limpia

## Para genitales masculinos

Es necesaria una muestra de orina de chorro medio para confirmar la presencia o ausencia de microorganismos infecciosos. La muestra debe estar libre de cualquier contaminante que pudiera estar presente en los órganos genitales. Es preciso eliminar mediante enjuague los agentes limpiadores, el jabón o el detergente de la zona uretral antes de recolectar la muestra.

1




Lávese las manos con agua y jabón.

2



Desenrosque la tapa del frasco para la muestra de orina. Coloque la tapa sobre la superficie con el borde hacia arriba. Evite tocar el interior del frasco o de la tapa.

3



Limpie la punta del pene, incluido el orificio urinario, con la toallita antiséptica.

4



Orine en el toliet durante unos segundos.

5



Coloque el frasco en el flujo de orina hasta llenarlo a 3/4 de su capacidad, evitando tocar el interior.

6



Termine de orinar en el toliet.

7



Vuelva a colocar la tapa cuidadosamente y cierre el recipiente de forma segura.

8



Lávese las manos con agua y jabón.

9



Entregue el frasco con la muestra de orina a la enfermera o refrigérelo a 2–8 °C hasta su entrega al laboratorio.